

<二重特異性抗体製剤 CRS対応フロー>

様(ID: _____)

体温37.5°C以上 or +1.0°C以上
(_____ °C ≧)

該当

• SpO2 ベース5%低下 or 90%以下
• 血圧ベース 20mmHg以上低下 or 90mmHg以下
(_____ % ≧)(_____ mmHg ≧)

該当

Dr call

• 生理食塩水500mL
• アクテムラ投与

さらに増悪時、HCU入室

開始前バイタル


ベースライン(測定日 _____ / _____ / _____)

体温: _____ °C 血圧: _____ / _____ mmHg

SpO2: _____ %

降圧薬: なし・あり

薬剤 _____ → 継続・中止(_____ / _____ ~)



▶ 開始後、発熱持続する限り継続

確認者

医師	薬剤師	看護師