

# <二重特異性抗体製剤 CRS対応フロー>

様(ID : \_\_\_\_\_)

体温37.5℃以上 or +1.0℃以上  
( \_\_\_\_\_℃≧)

該当

- SpO2 ベース5%低下 or 90%以下
  - 血圧ベース 20mmHg以上低下 or 90mmHg以下
- ( \_\_\_\_\_%≧)( \_\_\_\_\_mmHg≧)

該当

Dr call

- 生理食塩水500mL
- アクテムラ投与

さらに増悪時、HCU入室

なし

アセリオ投与

体温38.0℃以上 or +1.5℃以上  
( \_\_\_\_\_℃≧)

なし

アセリオ追加投与  
(計4回/日まで)

なし

体温38.0℃以上 or +1.5℃以上  
( \_\_\_\_\_℃≧)

該当

Dr call

該当

※血培 + 抗生剤確認

アクテムラ投与

▶ 開始後、発熱持続する限り継続

開始前バイタル

ベースライン(測定日 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_)

体温 : \_\_\_\_\_℃ 血圧 : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_mmHg

SpO2 : \_\_\_\_\_%

降圧薬 : なし・あり

薬剤 \_\_\_\_\_ → 継続・中止( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ~)

確認者

医師

薬剤師

看護師